



KENTAMED 1E

ПРИЛОЖЕНИЕ: В малката и средна хирургия
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В лекарски и стоматологични кабинети и ветеринарни клиники
ОПИСАНИЕ:

- ❖ интелигентен микропроцесорен апарат с пълен набор от функции
- ❖ 100 W максимална изходна мощност
- ❖ 5+1 режима на работа:
 - гладко рязане
 - рязане с повишена степен на коагулация
 - контактна коагулация
 - спрей коагулация
 - биполярна и микро биполярна коагулация
- ❖ независимо задаване на изходната мощност за всеки режим – цифров дисплей
- ❖ цифрово запамятаване на последно зададената мощност
- ❖ защита срещу прегряване (OH) и превишаване на изходната мощност (PF)
- ❖ контрол на състоянията на предния панел
- ❖ автоматично изключване на изходната мощност, ако контролираните параметри са извън нормата
- ❖ звукова сигнализация, ако контролираните параметри са извън нормата
- ❖ 3 години гаранция

Технически характеристики		
Режим	Максимална изходна мощност	Крест фактор
Гладко рязане (Pure CUT)	100 W / 500 Ω	1.6
Смесено рязане (Blend CUT)	100 W / 500 Ω	2.1
Контактна коагулация (Contact COAG)	100 W / 300 Ω	3.0
Спрей коагулация (Spray COAG)	20 W / 5000 Ω	7.0
Биполярна коагулация (Bipolar COAG)	80 W / 100 Ω	1.5
Микро биполярна коагулация (Micro Bipolar COAG)	35 W / 100 Ω	1.5
Работна честота [kHz]	460	
Модулираща честота [kHz]	33	
Безопасност на пациента	Система NEMSY (Neutral Electrode Monitoring System)	
Активиране	Двоен педал и двубутонна ръкохватка	
Режим на натоварване	10/30	
Клас на сигурност по EN60601-1/Клас по мед. директива	I/IIb	
Тип на приложните части	BF	
Размери [mm]	256x200x85	
Тегло [kg]	5	