



KENTAMED 1ME

ПРИЛОЖЕНИЕ: В малката и средна хирургия
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В лекарски и стоматологични кабинети и ветеринарни клиники

ОПИСАНИЕ:

- ❖ интелигентен, надежден, икономичен микропроцесорен апарат
- ❖ съдържа най-използваните функции в монополярната хирургия
- ❖ 100 W максимална изходна мощност
- ❖ 4 режима на работа:
 - гладко рязане (CUT)
 - рязане с повече коагулация (CUT1)
 - стандартна коагулация (COAG1)
 - повърхностна коагулация (COAG2).
- ❖ независимо задаване на изходната мощност за всеки режим – цифров дисплей
- ❖ цифрово запамятаване на последно зададената мощност
- ❖ защита срещу прегряване (OH) и превишаване на изходната мощност (PF)
- ❖ контрол на състоянията на предния панел
- ❖ автоматично изключване на изходната мощност, ако контролираните параметри са извън нормата
- ❖ звукова сигнализация, ако контролираните параметри са извън нормата
- ❖ 3 години гаранция

Технически характеристики

Режим	Максимална изходна мощност	Крест фактор
Гладко рязане (CUT)	100 W / 500 Ω	1.5
Рязане с повече коагулация (CUT1)	100 W / 500 Ω	2.1
Стандартна коагулация (COAG1)	90 W / 500 Ω	3.0
Повърхностна коагулация (COAG2)	45 W / 500 Ω	5.0
Работна честота [kHz]	460	
Модулираща честота [kHz]	33	
Безопасност на пациента	Система NEMSY (Neutral Electrode Monitoring System)	
Активиране	Педал	
Режим на натоварване	10/30	
Клас на сигурност по EN60601-1/Клас по мед. директива	I/IIb	
Тип на приложните части	BF	
Размери [mm]	256x200x85	
Тегло [kg]	5	