



KENTAMED ESU-dento

- ПРИЛОЖЕНИЕ:** В малката хирургия
- ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:** За стоматологични кабинети
- ОПИСАНИЕ:**
- ❖ надежен, специално проектиран за целите на общата стоматологична практика
 - ❖ покрива целия спектър от малки хирургични интервенции
 - ❖ 60 W максимална изходна мощност
 - ❖ 2 режима на работа:
 - рязане (CUT)
 - коагулация (COAG)
 - ❖ за всеки режим мощността се задава самостоятелно чрез отделен потенциометър
 - ❖ богат набор от електроди
 - ❖ гаранционен срок – 3 години

Технически характеристики		
Режим	Максимална изходна мощност	Крест фактор
Рязане (CUT)	60 W / 500 Ω	1.5
Коагулация (COAG)	60 W / 500 Ω	3.0
Работна честота [kHz]	495	
Модулираща честота [kHz]	33	
Безопасност на пациента	Система NEMSY (Neutral Electrode Monitoring System)	
Активиране	Двубутонна ръкохватка	
Режим на натоварване	10/30	
Клас на сигурност по EN60601-1/Клас по мед. директива	I/IIb	
Тип на приложните части	BF	
Размери [mm]	260x160x65	
Тегло [kg]	3	